

BEQUIPMENT COLD&HOT HAMMER • Ref. WKB3004

MARTEAU FROID – CRYOTHÉRAPIE ET THERMOTHÉRAPIE FACIALES

Le marteau froid et chaud est une technologie conçue pour agir par des stimuli thermiques contrôlés sur la peau, en combinant les bienfaits de la thermothérapie (chaleur) et de la cryothérapie (froid) dans des protocoles faciaux professionnels.

Cet appareil permet de stimuler la circulation sanguine, de favoriser l'ouverture des pores, d'améliorer l'absorption des actifs et de relaxer les tissus grâce à la chaleur ; tandis que la fonction froid aide à calmer la peau, réduire les rougeurs, décongestionner les tissus, diminuer l'inflammation et resserrer les pores.

Grâce à sa polyvalence, c'est un outil idéal pour compléter les soins de nettoyage du visage, d'hydratation, de rajeunissement et l'appareillage esthétique.

Fonction chaleur – Thermothérapie faciale

La fonction chaleur agit directement sur la peau par une augmentation contrôlée de la température, favorisant :

- Relaxation musculaire
- Activation de la circulation sanguine
- Oxygénation tissulaire
- Ouverture des pores, idéal lorsque la vapeur ne peut pas être utilisée.
- Préparation de la peau pour les extractions ou la pénétration des actifs
- Meilleure absorption cosmétique

Bénéfices principaux

- Détend les tissus
- Améliore la circulation et l'oxygénation

- Facilite les extractions
- Favorise la pénétration des actifs
- Apporte une sensation de confort
- Prépare la peau pour les traitements ultérieurs

Fonction froid – Cryothérapie faciale

La fonction froid produit un effet apaisant et vasoconstricteur sur les tissus, aidant à :

- Réduire les rougeurs
- Diminuer l'inflammation
- Apaiser la sensibilité cutanée
- Décongestionner la peau
- Resserrer les pores
- Améliorer le confort post-traitement

Il est particulièrement recommandé après des procédures exfoliantes ou de l'appareillage facial.

Bénéfices principaux

- Effet apaisant immédiat
- Diminution de la sensibilité
- Réduction des rougeurs
- Fermeture des pores
- Effet rafraîchissant et revitalisant
- Amélioration de l'aspect de la peau

Principales utilisations et bénéfices

- Calme et décongestionne la peau
- Stimule la circulation sanguine
- Favorise l'oxygénation tissulaire
- Aide à la fermeture des pores
- Améliore l'absorption des actifs
- Réduit l'irritation et la sensibilité
- Complète les protocoles faciaux
- Apporte un effet relaxant et revitalisant
- Améliore le confort post-traitement

Indications

Particulièrement recommandé pour :

Fonction chaleur

- Peau dévitalisée
- Préparation aux extractions
- Protocoles hydratants
- Traitements nutritifs
- Peau avec mauvaise circulation
- Préparation préalable à l'appareillage

Fonction froid

- Peau sensible ou sensibilisée
- Post extractions
- Post exfoliations
- Post hydrodermabrasion
- Rosacée légère (selon tolérance)
- Poches et inflammation légère
- Traitements apaisants
- Protocoles décongestionnants

Adapté à la majorité des types de peau.

Contre-indications

Ne pas utiliser en cas de :

- Hypersensibilité extrême au froid ou à la chaleur
- Rosacée sévère active
- Altérations vasculaires importantes
- Plaies ouvertes
- Infections actives
- Processus inflammatoires sévères
- Problèmes sévères de sensibilité cutanée
- Brûlures récentes
- Altérations circulatoires importantes

Protocole professionnel d'application

Préparation de la peau

1. Réaliser un nettoyage facial préalable.
2. Appliquer un gel, une lotion tonique ou un sérum conducteur.
3. Sélectionner la fonction froid ou chaleur selon l'objectif du traitement.

Configuration de l'appareil

1. Sélectionner : Function → Cold Hot Hammer
2. Choisir : STATE → Cool ou Heat
3. Régler la température : ENERGY
4. Configurer le temps : TIMER
5. Appuyer : START/PAUSE
6. Activer également les boutons « + » ou « – » du marteau.

⚠ Si les boutons du manche ne sont pas pressés, le système ne commencera pas à fonctionner.

Technique de travail

- Réaliser des mouvements doux, lents et ascendants.
- Maintenir un contact constant avec la peau.
- Ne pas laisser la tête fixe trop longtemps sur une même zone.
- Adapter la température selon la sensibilité du client.

Peut être appliqué sur :

- Visage
- Cou
- Décolleté

Temps recommandé

⏱ 5–10 minutes

Selon le protocole et la sensibilité cutanée.

Recommandations professionnelles

Fonction chaleur

Idéale avant :

- Extractions
- Hydrodermabrasion
- Application d’actifs
- Traitements nutritifs

Fonction froid

Idéale après :

- Peeling ultrasonique
- Microdermabrasion
- Extractions
- Hydro Facial
- Ultrasons
- Haute fréquence

Notes importantes

- Lors de la première utilisation, le système peut prendre jusqu’à 5 minutes pour stabiliser la température.
- Il doit s’écouler environ 3 minutes entre des traitements consécutifs.
- Ne pas obstruer les fentes de ventilation du manchon.
- La surchauffe peut provoquer des dommages électriques.

Précautions importantes

- Ne pas appliquer de températures extrêmes sur une peau très sensible.
- Ne pas utiliser sur des plaies ou une peau lésée.
- Éviter une pression excessive.
- Maintenir le manchon toujours en mouvement.
- Nettoyer et désinfecter après chaque utilisation.
- Ne pas immerger la tête dans des liquides.

Hygiène et maintenance

- Nettoyer la tête après chaque traitement.
- Utiliser des solutions désinfectantes douces.
- Maintenir l’équipement au sec et ventilé.

- Vérifier régulièrement les ventilations et les connexions.

Résultats attendus

La peau paraît immédiatement :

- Plus apaisée et décongestionnée
- Fraîche et revitalisée
- Plus uniforme et confortable
- Avec moins de rougeurs et d’inflammation
- Plus lumineuse et détendue
- Avec un meilleur aspect et une meilleure texture cutanée

info@weelko.com

www.weelko.com